

Gebrauchsanweisung DE
Instructions for use EN

ultraGEAR

Fahrwerk für Korbtrage
Chassis for basket stretcher


SAN-0085-G



ultraGEAR II

Edelstahlfahrwerk für Korbtrage
Stainless steel chassis for basket stretcher

SAN-0085-02



ultraGEAR MOBILE

Edelstahlfahrwerk für Korbtrage
Stainless steel chassis for basket stretcher

SAN-0085-01



Inhalt

	Seite
1. Produktbeschreibung	2
2. Wichtige Hinweise	3
2.1 Garantiebestimmungen	3
2.2 Benutzergruppe	3
3. Hinweise zur Sicherheit und zum Schutz vom Produkt	3
4. Anwendung	4
4.1 Montage von ultraGEAR MOBILE an der Korbtrage	4
4.2 Montage von ultraGEAR II an der Korbtrage	5
5. Reinigung und Pflege	5
6. Wartung	5
7. Lagerung	6
8. Lebensdauer	6
Instructions for use EN	7

1. Produktbeschreibung

		
Art.-Nr. SAN-0085-G	Art.-Nr. SAN-0085-01	Art.-Nr. SAN-0085-02
Bezeichnung ultraGEAR	Bezeichnung ultraGEAR MOBILE	Bezeichnung ultraGEAR II
Beschreibung Ein Fahrwerk, die Radachse ist mit der Basisplatte fest verschweißt, muss ab Werk an die Korbtrage angebaut werden.	Beschreibung Vollständig abnehmbares und werkzeug-frei montierbares Radsystem mit einer Steckachse.	Beschreibung Werkseitig vormontierte Basisplatte zum Anbringen von 2 seitlichen Rädern über eine Steckachse.
Kompatibel nur mit ultraMEDIC-Korbtragen ultraBASKET STRETCHER: SAN-0087-1 (1-teilig) oder SAN-0087-2 (2-teilig)	Kompatibel nur mit ultraMEDIC-Korbtragen ultraBASKET STRETCHER: SAN-0087-1 (1-teilig) oder SAN-0087-2 (2-teilig)	Kompatibel nur mit ultraMEDIC-Korbtragen ultraBASKET STRETCHER: SAN-0087-1 (1-teilig) oder SAN-0087-2 (2-teilig)
Belastbarkeit 200 kg	Belastbarkeit 150 kg	Belastbarkeit 200 kg
Gewicht 3,9 kg	Gewicht 6,36 kg	Gewicht 8,1 kg
Abmessungen LxB 660 x 270 mm	Abmessungen LxB 660 x 270 mm	Abmessungen LxB 660 x 270 mm
Lieferumfang 1 Einheit, werkseitig vormontiert	Lieferumfang 1 Basisplatte 2 Räder mit Steckachse 2 Gurte mit Druckastenschloss 2 Klappsplint	Lieferumfang 1 Basisplatte, werkseitig vormontiert 2 Räder mit Steckachse 2 Klappsplint
Ersatzteile	Ersatzteile MAT-0085-KS Klappsplint für ultraGEAR SAN-0084-MO Befestigungsgurt für ultraGEAR MOBILE 2-teilig mit Druckastenschloss und Haken	Ersatzteile MAT-0085-KS Klappsplint für ultraGEAR

2. Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Um Bedienungsfehler zu vermeiden, bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, Probleme in der Anwendung oder Instandhaltung haben, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Fachhändler oder direkt an ultraMEDIC GmbH.

2.1 Garantiebestimmungen

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt 24 Monate Garantie. Die Garantie schließt nur die Kosten für Ersatzteile ein.

Keiner Garantie unterliegen:

- eventuell auf der Seite des Käufers anfallende Versand- oder Arbeitslohnkosten;
- Defekte des Produkts aufgrund der üblichen Abnutzung,
- durch den Anwender verursachte Beschädigungen;
- durch Nichtbeachtung der Anweisungen dieses Dokumentes entstandene Mängel oder Schäden;
- jegliche Veränderungen oder Reparaturen am Produkt ohne vorherige Genehmigung durch ultraMEDIC GmbH.

2.2 Benutzergruppe

Dieses Produkt darf nur vom sachkundigen, geschulten Fachpersonal benutzt werden, Einsatzgrundsätze sind zu beachten. Nutzungsvoraussetzung ist theoretisches und praktisches Wissen in der Handhabung des Produkts.

3. Hinweise zur Sicherheit und zum Schutz vom Produkt




1. Prüfen Sie vor und nach jeder Anwendung die Unversehrtheit und Vollständigkeit des Produkts.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt zusammengebaut sind.
3. Führen Sie vor dem ersten Gebrauch ein Probelauf mit dem Produkt durch, um die Handhabung des Produkts kennenzulernen.
4. Sollten Beschädigungen oder nur der Verdacht auf Beschädigungen an dem Produkt oder Gurten auftreten, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb, bis die aufgetretenen Unregelmäßigkeiten behoben sind.

4. Anwendung


Alle 3 ultraGEAR-Modelle wurden entwickelt, um die Retter bei ihren Einsätzen zu entlasten. Durch die innovative Konstruktion wird zu tragendes Gewicht signifikant reduziert, was die körperliche Belastung der Retter verringert und die Effizienz erhöht.

Besonders auf ebenen Oberflächen ermöglicht unser Produkt ein müheloses Manövrieren über längere Distanzen. Die benutzerfreundliche Gestaltung sorgt dafür, dass auch längere Transportstrecken problemlos bewältigt werden können.

4.1. Montage von ultraGEAR MOBILE



① Die Basisplatte mit den Steckachsen der Reifen verbinden. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher der Steckachse und der Basisplatte übereinander stehen.



② Steckachsen an der Basisplatte mittels Klappsplinte beidseitig befestigen.



③ Fertig montierte Basisplatte am Rand der Korbtrage befestigen, indem man den Basisplatte-Winkel an den Korbtragen-Rand anflanscht. Bitte immer die Fuß-Seite der Korbtrage benutzen.



④ Die Gurte an Griffmulden einhängen und festziehen.

4.2. Montage von ultraGEAR II

Zur Montage von ultraGEAR II an der Korbtrage befolgen Sie die Schritte 1 und 2 aus dem Punkt 4.1.

5. Reinigung und Pflege

Für die Desinfektion können Sie handelsübliche auf Alkohol basierende Mittel benutzen. Andere Lösungen oder Reinigungschemikalien können das Material beschädigen.

Gurte: Die nass gewordenen Gurte dürfen nur auf natürliche Weise trocknen und sind von direkter Wärmeeinwirkung fernzuhalten.

Teile aus Metall: Mit Wasser, Neutralseife oder geeignetem Desinfektionsmittel reinigen, abspülen und trocknen.

6. Wartung

Um im Einsatz die Sicherheit des Verletzten und des Anwenders zu gewährleisten, empfehlen wir, das Produkt mindestens einer **jährlichen** Sichtprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

Für die Nutzer außerhalb von Deutschland ist eine regelmäßige Prüfung nach landesspezifischen Vorgaben erforderlich.

Folgende Teile müssen geprüft und folgende Mängel ausgeschlossen werden:

Grundplatte	Verformung, Risse, Brüche, gelöste Schrauben, abgebrochene Teile
Gurte	Schnitt- und Scheuerstellen, Beschädigung der Nähte, gewebebeschädigende Flecken
Metallteile	Rost, Oxidation, Verformung
Teile aus Kunststoff	Verformung, Risse, Brüche
sonstige Beschädigungen	



Sollten Beschädigungen oder nur der Verdacht auf Beschädigungen auftreten, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb.

7. Lagerung

Lagern Sie das Produkt trocken und dunkel. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und direkte Wärmestrahlung von Heizquellen. Diese Faktoren können das Material beschädigen.

Schützen Sie die beweglichen Teile vor Staub- und Schmutzablagerungen, um deren maximale Wirksamkeit bei der Anwendung beizubehalten.

8. Lebensdauer

Die Abergereife richtet sich nach dem Zustand des Produktes, dessen Einsatzhäufigkeit und den äußeren Einsatzbedingungen.

Je nach Häufigkeit und Intensität der Nutzung des Produkts ist eine Abnutzung normal. Auch bei sorgfältiger Behandlung unterliegt das Material einem Alterungsprozess. Aussonderung des Produkts sollte nach Beurteilung dessen Zustands erfolgen. Eine sachgemäße Anwendung wird hier vorausgesetzt.

Die Lebensdauer der **Gurte** (Modell SAN-0085-01) wird auf max. **10 Jahre** nach Inbetriebnahme festgelegt.

Contents

	Page
1. Product description	8
2. Important information	9
2.1 Warranty terms	9
2.2 User group	9
3. Information on the safety and protection of the product	9
4. Intended use	10
4.1 Fitting ultraGEAR MOBILE to the basket stretcher	10
4.2 Fitting ultraGEAR II to the basket stretcher	11
5. Cleaning and care	11
6. Maintenance	11
7. Storage	12
8. Service life	12

1. Product description

		
<p>Art.-No. SAN-0085-G</p> <p>Article Designation ultraGEAR</p>	<p>Art.-No. SAN-0085-01</p> <p>Article Designation ultraGEAR MOBILE</p>	<p>Art.-No. SAN-0085-02</p> <p>Article Designation ultraGEAR II</p>
<p>Product description</p> <p>A chassis, the wheel axle is firmly welded to the base plate, must be fitted to the basket stretcher ex works.</p>	<p>Product description</p> <p>Fully removable and tool-free wheel system with a thru axle.</p>	<p>Product description</p> <p>Factory pre-assembled base plate for attaching 2 side wheels via a quick-release axle.</p>
<p>Compatible</p> <p>only with ultraMEDIC basket stretchers ultraBASKET STRETCHER: SAN-0087-1 (1-piece) or SAN-0087-2 (2-piece)</p>	<p>Compatible</p> <p>only with ultraMEDIC basket stretchers ultraBASKET STRETCHER: SAN-0087-1 (1-piece) or SAN-0087-2 (2-piece)</p>	<p>Compatible</p> <p>only with ultraMEDIC basket stretchers ultraBASKET STRETCHER: SAN-0087-1 (1-piece) or SAN-0087-2 (2-piece)</p>
<p>Load capacity</p> <p>200 kg</p>	<p>Load capacity</p> <p>150 kg</p>	<p>Load capacity</p> <p>200 kg</p>
<p>Weight</p> <p>3,9 kg</p>	<p>Weight</p> <p>6,36 kg</p>	<p>Weight</p> <p>8,1 kg</p>
<p>Dimensions LxW</p> <p>660 x 270 mm</p>	<p>Dimensions LxW</p> <p>660 x 270 mm</p>	<p>Dimensions LxW</p> <p>660 x 270 mm</p>
<p>Scope of delivery</p> <p>1 unit, pre-assembled at the factory</p>	<p>Scope of delivery</p> <p>1 base plate 2 wheels with quick-release axle 2 straps with push-button lock 2 folding pins</p>	<p>Scope of delivery</p> <p>1 base plate pre-assembled at the factory 2 wheels with quick-release axle 2 folding pins</p>
<p>Spare parts</p>	<p>Spare parts</p> <p>MAT-0085-KS Folding pin for ultraGEAR</p> <p>SAN-0084-MO Fastening strap for ultraGEAR MOBILE 2-piece with push-button lock and hook</p>	<p>Spare parts</p> <p>MAT-0085-KS Folding pin for ultraGEAR</p>

2. Important information

Before using the product, please read the instructions for use and safety instructions carefully. Keep the instructions for use in a safe place to avoid operating errors.

Should you require further information or encounter difficulties in its use or maintenance, please contact your local dealership or ultraMEDIC GmbH directly.

2.1 Warranty terms

The manufacturer grants a warranty period of 24 months on this product. The warranty only encompasses the costs of the spare parts.

The following points are not covered by the warranty:

- possibly omitted shipping or labour costs incurred on the purchaser's side;
- defects in the product due to normal wear and tear;
- damages caused by the user;
- effects or damages caused by non-compliance with the instructions in this document;
- any modifications or repairs to the product without prior approval by ultraMEDIC GmbH.

2.2 User Groups

This product may only be used by qualified, expert personnel. A prerequisite is theoretical and practical experience in handling the product.

3. Information on the safety and protection of the product




1. Before and after every use, check the components of the product for damage and completeness.
2. Ensure that the product is correctly installed.
3. Before initial use, conduct a test run with an empty stretcher to become aware of the handling of the product.
4. In the event of damage or suspected damage to the product, remove the product from operation immediately until any occurring irregularities have been remedied.


4. Intended use

All 3 ultraGEAR models have been developed to relieve rescuers during their missions. The innovative design significantly reduces the weight to be carried, which reduces the physical strain on rescuers and increases efficiency. Especially on flat surfaces, our product enables effortless maneuvering over longer distances. The user-friendly design ensures that even longer transport distances can be covered with ease.

4.1. Fitting ultraGEAR MOBILE to the basket stretcher



① Connect the base plate to the quick-release axles of the tires. Make sure that the holes in the thru axle and the base plate are aligned.



② Fasten the quick-release axles to the base plate on both sides using folding pins.



③ Attach the fully assembled base plate to the edge of the basket stretcher by flange-mounting the base plate bracket to the edge of the basket stretcher. Please always use the foot side of the basket stretcher.



④ Hook the straps into the recessed grips and tighten.

4.2. Fitting ultraGEAR II to the basket stretcher

To mount ultraGEAR II on the basket stretcher, follow steps 1 and 2 from point 4.1.

5. Cleaning and Care

You can use commercially available alcohol-based agents for disinfection. Other solutions or cleaning chemicals can damage the material.

Straps: Straps that have become wet should only be allowed to dry naturally and should be kept away from direct heat.

Metal parts: Clean with water, neutral soap or a suitable disinfectant, rinse and dry.

6. Maintenance

In order to ensure the safety of the user and the injured party during a rescue mission, we recommend that you have the product visually inspected by an expert on an **annual** basis.

For users outside of Germany, a regular check according to country-specific requirements is required.

The following parts must be checked and the following defects must be excluded:

Base plate	Deformation, tears, breaks, loosened screws, broken parts
Straps	Cutting and abrasion points, damage to the seams, tissue-damaging stains
Metal parts	Rust, oxidation, deformation
Plastic parts	Deformation, tears, breaks
other damages	



In the event of damage or suspected damages, remove the product from operation immediately until any occurring irregularities have been remedied.

7. Storage

Store the product in a dry and dark place. Avoid direct sunlight and direct heat radiation from heat sources. These factors can damage the material.

Protect the moving parts from dust and dirt deposits to maintain their maximum effectiveness during use.

8. Service life

The service life of the product depends on the individual conditions of use. Depending on how frequently and intensely the product is used, wear and tear on the product is normal. In this regard, correct use is assumed. The material is subject to an ageing process even if handled carefully. The product should be discarded depending on its condition.

The service life of the **straps** (model SAN-0085-01) is set at a maximum of **10 years** after commissioning.

Impressum:



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied
Deutschland

Tel.: +49 2631 96983 - 0
Fax: +49 2631 96983 - 33
E-Mail: info@ultramedic.de
Web: www.ultramedic.de