

Erste-Hilfe-Material für KFZ-Verbandkasten



DIN 13164 Stand 2022-02



Inhalt:

- 1 Heftpflaster DIN 13019-A 500 x 2,5 cm
- 1 Fertigpflaster Sortiment bestehend aus:
 - 4 Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6 cm
 - 2 Fingerkuppenverbände DIN 13019 - 5 x 4 cm
 - 2 Fingerverbände DIN 13019 - 12 x 2 cm
 - 2 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 1,9 cm
 - 4 Pflasterstrips DIN 13019 - 7,2 x 2,5 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K, steril
- 2 Verbandpäckchen DIN 13151-M, steril
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, steril
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A, steril
- 1 Kompressen (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm, steril
- 1 Rettungsdecke - Maße 2100 x 1600 mm
- 2 Fixierbinden DIN 61634 - FB 6
- 3 Fixierbinden DIN 61634 - FB 8
- 1 Dreiecktuch DIN 13168 - D
- 1 Verbandkastenschere für Erste-Hilfe-Bereich
DIN 58279 - A 145
- 2 Gesichtsmasken, mind. Typ I, DIN EN 14683
- 2 Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut
- 4 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-4
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 1 Inhaltsverzeichnis

SAN-7005
SAN-7007-KFZ

SAN-7009
SAN-7010
SAN-7011
SAN-7013
SAN-7015
SAN-0021
SAN-7000
SAN-7001
SAN-7003
SAN-7024

SAN-0028-IIR2
SAN-7061
SAN-0028
SAN-1000

Die Mittel zur Ersten Hilfe müssen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, geschützt gegen schädigende Einflüsse (Verunreinigung, Nässe und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

**Erneuern Sie
das Erste-Hilfe-Material
bei Ablauf
des Verfallsdatums !**



Fahrzeughalter

Autokennzeichen