

ultraMEDIC®

ZUBEHÖR
Rettungstragen

EQUIPMENT
stretchers



NEU

X-BOON TWO

Vakuumschienen

Vacuum rails

GEZIELTE IMMOBILISIERUNG VON EXTREMITÄTEN
TARGETED IMMOBILIZATION OF EXTREMITIES



www.ultramedic.de

X-BOON TWO

Vakuumschiene ARM
Vacuum rail ARM



Art. No. SAN-0260-2-AS

B 70 cm L 56 cm

0,9 kg

MRT- und Röntgen-tauglich
Suitable for both X-ray and MRI

X-BOON TWO

Vakuumschiene BEIN
Vacuum rail LEG



Art. No. SAN-0260-2-BS

B 70 cm L 103 cm

1,9 kg

MRT- und Röntgen-tauglich
Suitable for both X-ray and MRI

X-BOON TWO

Vakuumschienen SET
Vacuum rails SET



Art. No. SAN-0260-2-SS


B 70 cm L 56/103 cm

2,8 kg

MRT- und Röntgen-tauglich
Suitable for both X-ray and MRI

SOFORT EINSATZBEREIT

Das Punktekkammersystem sorgt für optimale Verteilung des Granulats. **Ein Vormodellieren ist somit nicht mehr notwendig.**



Asymmetrisches Kammernmuster unterstützt gezielte Platzierung von mehr oder weniger Granulat an verschiedenen Regionen.

SCHNELL IM EINSATZ

Sekundenschnelles Auswechseln der Gurte, je nach Situation
→ Einfache Reinigung und Desinfektion der Schienen durch schnelle Abnahme aller Gurte.

OBERFLÄCHEN

Liegefläche aus **hautfreundlichem** TPU-Material ohne Weichmacher, trotzdem

- hitzebeständig und unempfindlich gegen UV-Einfluss
- abriebfester als PVC
- gute Wärmeisolation und Schutz vor Auskühlung
- beständig gegen eine große Anzahl von Lösemitteln → gut zu desinfizieren

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



Tragetasche / carrying bag
SAN-0260-T
B / L / H: 65 x 92 x 18 cm
0,8 kg

READY FOR IMMEDIATE USE

The point chamber system ensures optimum distribution of the granules. **Premodeling is therefore no longer necessary.**



Asymmetrical chamber pattern supports targeted placement of more or less granules in different regions.

EASY TO USE

Straps can be replaced in seconds, depending on the situation
→ Easy cleaning and disinfection of the braces due to quick removal of all straps

SURFACES

Lying surface made of **skin-friendly** TPU material without plasticizers, nevertheless

- heat-resistant and insensitive to UV influence
- more abrasion-resistant than PVC
- good thermal insulation and protection against cooling down
- resistant to a large number of solvents → easy to disinfect

ERSATZGURTE REPLACEMENT STRAPS

SAN-0260-2-BSG	Beinschiene Gurtset / Leg brace straps set inkl. waschbaren Aufbewahrungsbeutel incl. washable storage bag
SAN-0260-2-ASG	Armschiene Gurtset / Bracer straps set inkl. waschbaren Aufbewahrungsbeutel incl. washable storage bag
SAN-0260-2-SG1	blau / blue
SAN-0260-2-SG2	gelb / yellow
SAN-0260-2-SG3	grün / green
SAN-0260-2-SG4	rot / red
SAN-0260-2-SG5	schwarz / black
SAN-0260-2-SG6	blau kurz / blue short



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de