

ultraMEDIC GmbH

Im Bruch 11-15
D - 56567 Neuwied

Tel. +49 (0) 26 31/9 69 83 - 0
Fax +49 (0) 26 31/9 69 83 - 33
www.ultramedic.de

Erste-Hilfe-Füllung

DIN 13155

Stand 2018-11

Sanitätskoffer SAN-0187



Inhalt		Menge
<i>Absaugung und Beatmung</i>		
Absauggerät	DIN EN ISO 10079-2, tragbar, Vakuum mehr als - 40 kPa	1
Einmal-Absaugkatheter mit Endöffnung	In drei Größen, einzeln, steril verpackt	6
Beatmungsbeutel für Erwachsene	DIN EN ISO 10651-4 mit Nichtrückatmungsventil, mit Anschlussmöglichkeit zur Sauerstoffgabe	1
Beatmungsmaske	In drei Größen	3
Guedeltubus	In drei Größen	3
Supraglottische Atemweghilfe	In zwei Größen	2
<i>Diagnostik</i>		
Blutdruckmessgerät für Erwachsene	DIN EN 81060-1, mit elastischem Messglied, komplett mit einer Blutdruckmanschette	1
Bügelstethoskop		1
Diagnostikleuchte		1
<i>Ge-und Verbrauchsmaterial</i>		
Heftpflaster DIN 13019-A 500 x 2,5	Spule mit Außenschutz	2
Wundschnellverband DIN 13019 -E	staubgeschützt verpackt, 10 cm x 6 cm	16
Fingerkuppenverband DIN 13019	staubgeschützt verpackt, 5 cm x 4 cm	8
Fingerverband DIN 13019	staubgeschützt verpackt, 120 mm x 20 mm	8
Pflasterstrip DIN 13019	staubgeschützt verpackt, 19 mm x 72 mm	8
Pflasterstrip DIN 13019	staubgeschützt verpackt, 25 mm x 72 mm	16
Verbandpäckchen DIN 13151-K	steril	2
Verbandpäckchen DIN 13151-M	steril	4
Verbandpäckchen DIN 13151-G	steril	2
Verbandtuch DIN 13152-A	steril	1
Verbandtuch DIN 13152-BR	steril	1
Kompresse	steril, (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm	6
Augenkompresse	steril, min. 50 x 70 mm	2
Fixierbinde DIN 61634-FB 6	einzeln staubgeschützt verpackt	3
Fixierbinde DIN 61634-FB 8	einzeln staubgeschützt verpackt	3
Netzverband für Extremitäten	mind. 4 m gedehnt	1
Dreiecktuch DIN 13168-D	staubgeschützt verpackt	2
Kälte-Sofortkompresse	Fläche min. 200 cm²	2
Schere DIN 58279-B 190		1
Retlungsdecke	staubgeschützt verpackt, 2100 mm x 1600 mm	1
Vliesstoff-Tuch	200 mm x 300 mm	10
Folienbeutel	300 mm x 400 mm	2
Einmalhandschuhe DIN EN 455	staubgeschützt verpackt, nahtlos, mittel/groß, 4 Paare	8
Hände-Desinfektionsmittel, mind. 100 ml	VAH® gelistet	1
Universell einsetzbares Schienenmaterial	zum Ruhigstellen von Brüchen im Bereich des Unterarms, des Handgelenks, des Unterschenkels und des Sprunggelenks	2
HWS-Schiene für Erwachsene	größenverstellbar	1
Anhängekarte für Verletzte/ Kranke	mind. 1	5
Splitterpinzette		1
Mittel zum Entfernen von Zecken		1
Erste-Hilfe-Broschüre		1

